

Leistungsverzeichnis für Lysozym im Stuhl

Bezeichnung:	Lysozym im Stuhl	
Synonyme:	-	
Zuordnung:	Stuhldiagnostik, Entzündungsmarker	
Probenmaterial und Mindestmenge:	mind. bohngroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard- Stuhlröhrchen	
Abnahmehinweise:	Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden.	
Probenentnahmesets:	Versandset für „Stuhl“	
Probentransport:	Postversand möglich, Probe wenn möglich, direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 3 Tage.	
Klinische Indikation:	Diagnose und Verlaufskontrolle bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (M. Crohn, Colitis ulcerosa) V.a. entzündliche Erkrankungen des Magen- Darm- Traktes Verlaufskontrolle von infektiösen, allergischen oder autoimmun verursachten Entzündungen	
Methode:	ELISA	
Referenzbereich:	<600 ng/ml Stuhl	
Ansatztage:	3 - 4 x wöchentlich	
Beurteilung:	<600ng/ml	normal
	600ng/ml - 799ng/ml	leicht erhöht
	800ng/ml - 1000ng/ml	deutlich erhöht
	>1000ng/ml	stark erhöht
Informationsmaterial:	Fachbroschüre - KyberPlus	
Begleitdokumente:	Ø	
Bemerkungen:	In Verbindung mit der Untersuchung anderer Stuhlparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.	