

Leistungsverzeichnis für Zonulin im Serum

Bezeichnung:	Zonulin im Serum
Synonyme:	-
Zuordnung:	Blutdiagnostik; Permeabilitätsmarker
Probenmaterial und Mindestmenge:	mind. 1 ml Serum
Abnahmeanweisung:	Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten
Probenentnahmesets:	Versandset für „Serum, Vollblut - Blutdiagnostik“
Probentransport:	Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 2 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo – Do.
Klinische Indikation:	V.a. Störung der intestinalen Schleimhautpermeabilität („Leaky Gut- Syndrom“). <u>Untersuchung sinnvoll auch bei:</u> Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus (Typ I), Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Zöliakie, Erhöhter Infektanfälligkeit, Allergien, Tumorerkrankungen.
Methode:	ELISA
Referenzbereich:	≤ 58 ng/ml Serum
Ansatztage:	1x wöchentlich
Beurteilung:	≤ 58 ng/ml normal > 58 ng/ml erhöht
Informationsmaterial:	Arbeitskarte Zonulin
Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.