

Leistungsverzeichnis für Zonulin im Serum

| | |
|---|---|
| Bezeichnung: | Zonulin im Serum |
| Synonyme: | - |
| Zuordnung: | Blutdiagnostik; Permeabilitätsmarker |
| Probenmaterial und Mindestmenge: | mind. 1 ml Serum |
| Abnahmehinweise: | Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten |
| Probenentnahmesets: | Versandset für „Serum, Vollblut-Diagnostik“ |
| Probentransport: | Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 2 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo - Do. |
| Klinische Indikation: | V.a. Störung der intestinalen Schleimhautpermeabilität („Leaky-Gut-Syndrom“). <u>Untersuchung sinnvoll auch bei:</u> Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus (Typ I), Multipler Sklerose, Rheumatoider Arthritis, Zöliakie, Erhöhter Infektanfälligkeit, Allergien, Tumorerkrankungen. |
| Methode: | ELISA |
| Referenzbereich: | < 38 ng/ml Serum |
| Ansatztage: | 1x wöchentlich |
| Beurteilung: | < 38 ng/ml normal ≥ 38 ng/ml erhöht |
| Informationsmaterial: | Fachbroschüre „Schleimhaut-Diagnostik“, Arbeitskarte „Schleimhaut-Diagnostik“, Arbeitskarte „Diagnostik-Leitfaden Unklare Abdominalbeschwerden“, Patientenbroschüre „Die Darmschleimhaut – Schutz und Abwehr für einen gesunden Darm“ |
| Begleitdokumente: | Ø |
| Bemerkungen: | In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht. |