

Leistungsverzeichnis für Eikenella corrodens

Bezeichnung:	Eikenella corrodens
Synonyme:	Bacteroides corrodens
Zuordnung:	Parodontitisdiagnostik; ParoCheck 10, ParoCheck 20
Probenmaterial und Mindestmenge:	Zahntaschenabstrich, mindestens eine Papierspitze
Abnahmehinweise:	Abnahmehinweise beachten, Anleitung eingedruckt in Versandset.
Probenentnahmeset:	Versandset ParoCheck
Klinische Indikation:	Parodontitis
Methode:	PCR mit anschließender Hybridisierung auf Biochip
Referenzbereiche:	10^3 bis 10^9 Genome
Ansatztage:	Täglich
Beurteilung:	Erhöht, wenn $> 10^3$ Genome nachgewiesen werden. E. corrodens gilt als Marker eines verschobenen bakteriellen Milieus im Zahntaschenbereich [Socransky & Haffajee (2006) Periodontology 200, 38:135-187]
Informationsmaterial:	Fachbroschüre ParoCheck Patientenbroschüre ParoCheck
Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	Ø