

Leistungsverzeichnis für *Gardnerella vaginalis*

Bezeichnung:	Gardnerella vaginalis
Synonyme:	Haemophilus vaginalis
Zuordnung:	VaginalStatus/ UrogenitalStatus
Probenmaterial und Mindestmenge:	Vaginaler Abstrich/ Ejakulat
Abnahmehinweise:	Abnahmehinweise beachten, Anleitung liegt bei.
Probenentnahmesets:	Versandset VaginalStatus
Probentransport:	Postversand möglich, Haltbarkeit im Nativpräparat: 2 Tage
Klinische Indikation:	Bakterielle Vaginose/ Dysbiose
Methode:	Quantitative PCR
Referenzbereiche:	10^4 bis 10^9 Zellen/ ml Vaginalflüssigkeit
Ansatztage:	Täglich
Beurteilung:	Erhöht, wenn $> 10^4$ Zellen/ ml Vaginalflüssigkeit nachgewiesen wurden.
Ggf. Informationsmaterial:	Fachbroschüre: VaginalStatus Patientenbroschüre: Vaginale Probleme und ihre Vorbeugung
Ggf. Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	G. vaginalis dient in Zusammenhang mit A. vaginae als Markerkeim einer bakteriellen Vaginose.