

## Leistungsverzeichnis Streptococcus agalactiae

<b>Bezeichnung:</b>	Streptococcus agalactiae
<b>Synonyme:</b>	β-Streptokokken der Serogruppe B
<b>Zuordnung:</b>	VaginalStatus
<b>Probenmaterial und Mindestmenge:</b>	Vaginaler Abstrich, mindestens ein Abstrichtupfer
<b>Abnahmeinweise:</b>	Abnahmeinweise beachten, Anleitung liegt bei.
<b>Probenentnahmesets:</b>	Versandset VaginalStatus
<b>Probentransport:</b>	Postversand möglich, Haltbarkeit in der Nativprobe: 2 Tage
<b>Klinische Indikation:</b>	Bakterielle Vaginose/ Dysbiose
<b>Methode:</b>	Kultureller Nachweis
<b>Referenzbereiche:</b>	10 <sup>3</sup> bis 10 <sup>9</sup> KBE/ ml Vaginalflüssigkeit
<b>Ansatztage:</b>	Täglich
<b>Beurteilung:</b>	Erhöht wenn > 10 <sup>4</sup> KBE/ ml Vaginalflüssigkeit, nur in der Schwangerschaft von Bedeutung
<b>Informationsmaterial:</b>	Fachbroschüre: VaginalStatus Patientenbroschüre: Vaginale Probleme und ihre Vorbeugung
<b>Begleitdokumente:</b>	Ø
<b>Bemerkungen:</b>	zwei Vaginalabstriche bei Schwangeren einsenden. Der erste Abstrich dient dem kulturellen Nachweis von Bakterien und Pilzen im Rahmen des VaginalStatus. Der zweite Abstrich wird benötigt, um mittels Anreicherungskultur sicherzustellen, dass keine β-Streptokokken im vaginalen Abstrich nachweisbar sind.