

Leistungsverzeichnis für C-Reaktives Protein, hoch sensitiv

Bezeichnung:	C-Reaktives Protein, hoch sensitiv; hsCRP	
Synonyme:	hsCRP	
Zuordnung:	Blutdiagnostik	
Probenmaterial und Mindestmenge:	mind. 1 ml Serum	
Abnahmehinweise:	Probeentnahmeset verwenden; Anleitung zur Probenentnahme beachten	
Probenentnahmesets:	Versandset für „Serum, Vollblut - Blutdiagnostik“	
Probentransport:	Postversand möglich, Probe wenn möglich direkt nach der Entnahme versenden, maximale Transportdauer 3 Tage. Bitte beachten: Versandtage nur Mo – Do.	
Klinische Indikation:	Im Rahmen der Abklärung subklinischer Entzündungen (nur anforderbar über das Profil „s31 Silent Inflammation Check“)	
Methode:	ELISA	
Referenzbereiche:	< 0,56 mg/l	normal, unauffällig
Ansatztage:	1x wöchentlich	
Beurteilung:	< 0,56 mg/l	normal
	0,56 – 1,14 mg/l	leicht erhöht
	1,15 – 2,10 mg/l	deutlich erhöht
	> 2,10 mg/l	stark erhöht
Informationsmaterial:	Arztkarte – „Silent-Inflammation-Check“	
Begleitdokumente:	Ø	
Bemerkungen:	<p>hsCRP dient im Rahmen des o.a. Diagnostikprofils als sensitiver Marker für den unspezifischen Nachweis geringgradiger inflammatorischer Prozesse.</p> <p>In Verbindung mit der Untersuchung anderer Blutparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.</p>	