

Leistungsverzeichnis für Urogenitalstatus

Bezeichnung:	Nachweis pathogener Erreger des Urogenitaltraktes beim Mann	
Synonyme:	Ø	
Zuordnung:	Varia (Kultur), Molekularbiologie	
Probenmaterial und Mindestmenge:	Ejakulat	
Abnahmehinweise:	Anleitung beachten	
Probenentnahmesets:	Probenentnahmeset Urogenitalstatus, Anleitung liegt bei.	
Probentransport:	Postversand möglich	
Klinische Indikation:	V. a. Urethritis, Untersuchung von Sexualpartnern	
Methode:	Kultur von Hefepilzen und molekularbiologischer Nachweis von: Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Bacteroides spp.	
Referenzbereiche:	Candida spp.	< 10 KBE/ml
	Atopobium vaginae	< 1x10 ⁴ Kopien/g
	Gardnerella vaginalis	< 1x10 ⁵ Kopien/g
	Mycoplasma hominis	< 1x10 ⁴ Kopien/g
	Trichomonas vaginalis	< 5x10 ³ Kopien/g
Ansatztage:	Täglich	
Beurteilung:	Ein positiver Erregernachweis sichert die Diagnose auch bei fehlender Klinik.	
Informationsmaterial:	Ø	
Begleitdokumente:	Ø	
Bemerkungen:	Bei V. a. Prostatitis zusätzlich bakteriologische Untersuchung über Variadiagnostik anfordern und ggf. Einzelanforderung von Neisseria gonorrhoeae und Chlamydia trachomatis. Entscheidend bei der Therapie einer Infektion der ableitenden Samenwege ist die gleichzeitige Diagnostik und gegebenenfalls Therapie des Partners, da sonst die Gefahr von „Ping-Pong“-Infektionen besteht.	