

Leistungsverzeichnis für *Campylobacter rectus*

Bezeichnung:	Campylobacter rectus
Synonyme:	Campylobacter showae
Zuordnung:	Parodontitisdiagnostik, ParoCheck 10
Probenmaterial und Mindestmenge:	Zahntaschenabstrich, mindestens eine Papierspitze
Abnahmeanweisung:	Abnahmeanweisung beachten, Anleitung eingedruckt in Versandset.
Probenentnahmeset:	Versandset ParoCheck
Probentransport:	Postversand möglich
Klinische Indikation:	Parodontitis
Methode:	PCR mit anschließender Hybridisierung auf Biochip
Referenzbereiche:	10 ³ bis 10 ⁹ Genome
Ansatztage:	Täglich
Beurteilung:	Erhöht, wenn > 10 ³ Genome nachgewiesen werden. <i>C. rectus</i> gilt als Marker eines verschobenen bakteriellen Milieus im Zahntaschenbereich [Socransky & Haffajee (2006) Periodontology 200, 38:135-187]
Informationsmaterial:	Fachbroschüre ParoCheck Patientenbroschüre ParoCheck
Begleitdokumente:	∅
Bemerkungen:	∅