

Leistungsverzeichnis für Peptostreptococcus micros

Bezeichnung:	Peptostreptococcus micros
Synonyme:	Parvimonas micros
Zuordnung:	Parodontitisdiagnostik, ParoCheck 10
Probenmaterial und Mindestmenge:	Zahntaschenabstrich, mindestens eine Papierspitze
Abnahmeanweisung:	Abnahmeanweisung beachten, Anleitung eingedruckt in Versandset.
Probenentnahmeset:	Versandset ParoCheck
Klinische Indikation:	Parodontitis
Methode:	PCR mit anschließender Hybridisierung auf Biochip
Referenzbereiche:	10^3 bis 10^9 Genome
Ansatzzeit:	Täglich
Beurteilung:	Erhöht, wenn $> 10^3$ Genome nachgewiesen werden. P. micros gilt als Marker eines verschobenen bakteriellen Milieus im Zahntaschenbereich [Socransky & Haffajee (2006) Periodontology 200, 38:135-187]
Informationsmaterial:	Fachbroschüre ParoCheck Patientenbroschüre ParoCheck
Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	Ø