

## Leistungsverzeichnis für Porphyromonas gingivalis

<b>Bezeichnung:</b>	Porphyromonas gingivalis
<b>Synonyme:</b>	Bacteroides gingivalis
<b>Zuordnung:</b>	Parodontitisdiagnostik, ParoCheck 10
<b>Probenmaterial und Mindestmenge:</b>	Zahntaschenabstrich, mindestens eine Papierspitze
<b>Abnahmeanweisung:</b>	Abnahmeanweisung beachten, Anleitung eingedruckt in Versandset.
<b>Probenentnahmeset:</b>	Versandset ParoCheck
<b>Probentransport:</b>	Postversand möglich
<b>Klinische Indikation:</b>	Parodontitis
<b>Methode:</b>	PCR mit anschließender Hybridisierung auf Biochip
<b>Referenzbereiche:</b>	10 <sup>3</sup> bis 10 <sup>9</sup> Genome
<b>Ansatztage:</b>	Täglich
<b>Beurteilung:</b>	Erhöht, wenn > 10 <sup>3</sup> Genome nachgewiesen werden. P. gingivalis gilt als Marker eines verschobenen bakteriellen Milieus im Zahntaschenbereich [Socransky & Haffajee (2006) Periodontology 200, 38:135-187]
<b>Informationsmaterial:</b>	Fachbroschüre ParoCheck Patientenbroschüre ParoCheck
<b>Begleitdokumente:</b>	Ø
<b>Bemerkungen:</b>	Ø